

[症例事例]

■ しみ



■ しわ



■ ニキビ



CARESYS-S
ケアシス-S

無痛で薬剤を導入できる
「クライオエレクトロポレーションシステム」

CARESYS-S

〈イオン導入の約20倍の浸透力〉

- しみ
- 小じわ
- 毛穴
- ニキビ
- くすみ
- ハリ
- たるみ
- 薄毛




痛みもダウンタイムもないのに奥まで届く イオン導入の約20倍の浸透力

ケアシス-Sは45℃から-20℃まで調節しながら、高分子の薬剤を導入できる「クライオエレクトロポレーションシステム」を採用しています。エレクトロポレーションとは短い電気パルスを送ることにより、数秒～数分間角質細胞の細胞膜に電気的な【穴】を開けた状態にし、その時間内に薬剤を肌の奥まで導入する治療です。

痛みや治療後の赤みなどのダウンタイムがありません。

また、従来のエレクトロポレーションと比べ、冷却を加えることで血管が収縮し、導入した薬剤が皮膚に長時間とどまるため、効果をさらに発揮できます。

[肝斑、日焼け後ダメージなどの美肌治療、レーザー照射後の赤みや熱感の緩和、薄毛改善など]



エレクトロポレーションでは角質の隙間を通して浸透していた薬剤が直接【穴】を通して浸透していくため、イオン導入の約20倍の量を、また高分子のため浸透させにくかった薬剤を針で注射することなく導入できます。

ケアシス-Sで可能なコンビネーション治療

ニキビ肌ケアからアンチエイジングケアまで、様々な薬剤を使用導入することができるので施術メニューの幅も広がります。

レーザーフェイシャル
フラクショナルレーザー
IPL
ダーマローラー
ケミカルピーリング

施術後に冷却しながら薬剤を導入することにより
ダウンタイムの軽減。

注入

施術後に冷却しながら薬剤を導入することにより
ダウンタイムの軽減。

薄毛ケア

最近女性の薄毛のお悩みも増えています。
ケアシス-Sを使って育毛促進薬剤導入も可能。

薬剤

成長因子、ヒアルロン酸、プラセンタ、トラネキサム酸、
GG(グリシルグリッソ)ホスファチジルコリンなど

Q1 1回にどれくらい時間がかかりますか？

ケアシス-Sの施術時間は約10～15分程度で終了します。
また、併用での治療の場合は施術時間が追加でかかります。

Q2 どれくらいのペースで通うものですか？

必要な施術回数は症状や肌質による個人差があります。
また、導入剤の効果もあるので2～3週間に一度の施術をおすすめします。

Q3 痛みはありますか？

ケアシス-Sでは、注入やレーザーとはちがいで電気を使って薬剤を真皮まで導入しているため痛みはありません。

Q4 肌が弱くても大丈夫ですか？

敏感肌、アレルギー肌の方でも施術は可能です。
使用導入剤は医師にご相談ください。

Q5 ダウンタイムはありますか？

ケアシス-Sのみの施術による赤みなどのダウンタイムはありません。
すぐにメイクは可能です。別の施術と組み合わせる場合に、その施術によりメイクが可能なのか医師にご相談ください。

[禁忌事項：妊娠中の方、ペースメーカーを使用の方]