

CAREGEN | 世界初のヘアフィラー

“持続的な放出システム & ペプチド技術”

DR.CYJヘアフィラー

- 説明	事前充填型シリンジに1ccのゲル形態で存在
- 使用方法	ポイント注入、シリアル注入 / 皮膚層に注入
- 有効成分	Phosphate Buffered Saline, Hyaluronic Acid, Decapeptide-28, Oligopeptide-71, Octapeptide-2, Decapeptide-18, Oligopeptide-54, Octapeptide-11, Decapeptide-10
- 適応症	頭皮の血液循環を促進して毛嚢を再活性化する。毛嚢サイズを大きくし毛髪の成長を導き脱毛を抑える。

ヘアフィラーは世界で最初の毛髪用注入剤です。

髪の新成長、頭皮の再構築のために開発された特許取得済みの7種類のペプチド複合体が配合されています。ペプチド複合体がそれぞれ発毛の原因となる発毛を抑制するたんぱく質を減少させ、活性酸素による毛包/毛乳頭のアポトーシスの抑制、血管新生、血流改善、毛乳頭形成を促進させます。性別を問わず脱毛症の方、全体に毛髪が少なく薄毛の方に効果が期待できます。

【施術のながれ】

Step1：当日は洗髪をし、整髪料などは使用せずご来院ください。

Step2：冷やしながら薬剤を注入していきます。

【治療前注意事項】

- ・授乳中、妊娠中、妊娠の可能性のある方は施術できません。

【治療後注意事項】

- ・施術後24時間は整髪料の使用はお控え頂き(毛先はOKです)
施術後1週間は染髪、パーマ等はお控えください。
- ・当日の洗髪はぬるま湯で洗い流す程度にとどめシャンプーのご使用はお控えください。